


Ref : XZ001 - 827442 / 827441

CE 2163

EN149:2001+A1:2009



Numéro d'Organisme notifié / Notified Body Number: 2163

Universal Certification and Surveillance Services Trade Ltd. Co.

Necip Fazıl Bulvan Keyap Sitesi E2 Blok No:44/84

Yukarı Dudullu Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

Fabricant / Manufacturer / Производители:
Wuyi Xiaozhen Sanitary Products Co., Ltd
No.18 Huanglong 3rd. road,Huanglong Industrial Park,Hushan Street, Wuyi, Jinhua, Zhejiang, China

Imported by/Importé par

FR ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

UA TOB «Леруа Мерлен Україна», вул. Полярна 17а, м. Київ, 04201, Україна



FR Avertissement

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ENTièrement AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

- Le non-respect de l'ensemble des consignes et limites d'utilisation relatives à ce produit ou un ajustement non conforme peut entraîner un effet néfaste sur la santé.
- Il est essentiel de choisir un masque de manière appropriée pour protéger votre santé.
- Ce produit ne fournit pas de l'oxygène. Utilisez uniquement ce produit dans des endroits correctement ventilés contenant de l'oxygène suffisant pour respirer. N'utilisez pas ce masque lorsque la concentration en oxygène est inférieure à 19,5 %.
- N'utilisez pas ce produit lorsque la concentration de polluants présente un danger immédiat pour la santé. N'utilisez pas ce produit dans une atmosphère explosive.
- Quittez immédiatement la zone de travail si
 - vous avez des difficultés à respirer ou
 - vous sentez un étourdissement ou une autre douleur
- La pilosité, la barbe et certaines caractéristiques du visage peuvent limiter l'efficacité de ce masque.
- Ne modifiez ou n'altérez jamais ce masque de quelque manière.
- « NR » signifie que ce masque ne doit pas être utilisé pendant plus d'une journée de travail et qu'il est à usage unique. La durée d'utilisation de ce masque dépend également des polluants présents. Aucun entretien n'est nécessaire. Jetez le masque après l'avoir utilisé ou s'il est endommagé d'une quelconque manière.
- Le masque doit être remplacé dès que la respiration devient difficile ou si l'utilisateur remarque une irritation, un goût ou une odeur.
Ce masque est constitué de caoutchouc naturel (latex), qui peut entraîner une allergie de la peau chez certaines personnes. Retirez immédiatement le masque si vous rencontrez pareille situation.
- Conservez les masques dans leur emballage à l'abri de la lumière du soleil ou des polluants jusqu'à leur utilisation. Entreposez le produit à une température ambiante qui se situe entre +2 °C et +38 °C et à un taux d'humidité relatif inférieur à 70 %.
- Le masque ne fournira pas le niveau de protection attendu à moins qu'il soit configuré en fonction des instructions «Facilité d'utilisation».
- Ce masque convient à une utilisation pour protéger contre les aérosols solides et liquides non toxiques.
- Les masques doivent être rangés et transportés dans leur emballage d'origine. La température et le taux d'humidité relatifs au stockage doivent respecter les consignes du fabricant.

Ce masque est conçu pour protéger contre l'exposition d'aérosols solides et liquides non toxiques.

Ne l'utilisez pas à des fins autres que celles énoncées dans les mises en garde.

FFP1 NR : Efficacité de filtration 80 % ; Facteur de protection assigné (FPA) : 4 ; Exemples d'applications : manipulation de pierres/gravats/cellulose. FFP2 NR : Efficacité de filtration 94 % ; Facteur de protection assigné (FPA) : 10 ; Exemples d'applications : ponçage de bois tendre, matériaux composites, rouille, mastic, plâtre, plastiques/coupe, ébavurage, meulage, perçage de métal. FFP3 NR : Efficacité de filtration 99 % ; Facteur de protection assigné (FPA) : 20 ; Exemples d'applications : ponçage de bois dur (hêtre, chêne)/traitement du bois à l'aide de produits contenant du cuivre, chrome ou arsenic/décapage de peinture par impact/ponçage de ciment.

Agrement

Ce produit est conforme aux normes EN149:2001+A1:2009 et aux exigences de la Réglementation relative aux EPI (UE) 2016/425.

La déclaration de conformité est disponible sur www.ppe-dexter.com

Vérification avant utilisation

Le masque sélectionné doit être adapté à l'utilisation prévue. Une évaluation individuelle des risques doit être effectuée. Assurez-vous que le masque n'est pas endommagé et ne présente aucun signe de détérioration. Veillez à ce que le produit n'ait pas atteint sa date d'expiration (voir l'emballage). Vérifiez que la classe de protection (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) est adaptée au produit utilisé et à sa concentration. N'utilisez pas le masque s'il présente un défaut ou s'il a atteint sa date d'expiration.

Utilisation:

Contrôlez l'état du masque avant de l'utiliser. N'utilisez pas le masque s'il n'est pas en bon état.

Veillez à ce que les élastiques soient bien fixés au masque.

Veillez à ce que le masque ne présente aucune déchirure ni aucun trou.

Veillez à ce que le pince-nez métallique et la bande de mousses intérieure soient bien collées au masque.

- Sortez le masque de l'emballage et étirez les élastiques des deux côtés.
- Le côté du masque avec pince-nez doit être tourné vers le haut et l'autre côté vers le bas. Tirez les élastiques des deux côtés avec les deux mains.
- Positionnez d'abord le masque contre le menton. Ensuite, tirez sur les élastiques et accrochez-le à l'oreille. Puis ajustez la position de l'élastique jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.
- Ajustez le masque pour qu'il s'adapte aux joues et moulez le clip nasal autour de votre nez pour obtenir une étanchéité sûre.

ES Advertencia

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. LEA ESTAS INSTRUCCIONES POR COMPLETO ESTE PRODUCTO.

- No el seguimiento de todas las instrucciones y limitaciones del uso de este producto, o si no se coloca de forma apropiada, puede ser causa de daños a su salud.
- Es crucial elegir el tipo de mascarilla adecuado para proteger la salud.
- Este producto no suministra oxígeno. Utilizar exclusivamente en zonas con buena ventilación y que contengan el oxígeno suficiente para mantener la vida. No utilizar esta mascarilla en lugares donde la concentración de oxígeno sea inferior al 19,5 %.
- No utilizar en lugares donde la concentración de contaminantes supere los niveles peligrosos para la salud o la vida. No use este producto en atmósferas explosivas.
- Abandone inmediatamente la zona de trabajo si:
 - experimenta dificultades para respirar
 - se marea o aparece algún síntoma
- El velo facial, la barba, y algunas características faciales pueden reducir la efectividad de la mascarilla.
- No altere o modifique esta mascarilla en modo alguno.
- «NR» significa que no se debe utilizar esta mascarilla durante más de una jornada de trabajo y que es de un solo uso. La duración del uso de este equipo de protección también depende de los contaminantes presentes. No precisa mantenimiento. Deseche la mascarilla tras su uso o si sufre algún daño.
- Se debe sustituir antes si se experimentan dificultades respiratorias o si el usuario nota irritación, sabores o olores.
Este producto está de goma natural, lo que puede producir alergia a algunas personas. Si se encuentra en esa situación, quítese este producto inmediatamente.
- Hasta el momento de su uso, mantenga las mascarillas guardadas en su embalaje original, alejadas de la luz directa del sol y de los contaminantes. Condiciones del lugar de almacenamiento: Temperatura de +2°C a +38°C y humedad relativa <70%.
- La mascarilla solamente ofrecerá el nivel de protección previsto si se coloca de acuerdo con las instrucciones «Fácil de usar».
- Esta mascarilla es apta para proteger durante su uso contra sólidos no tóxicos y aerosoles líquidos.
- Las mascarillas deben almacenarse y transportarse en su embalaje original y protegerse con la temperatura y humedad aconsejada por el fabricante.

Esta mascarilla es apta para utilizarse como protección contra sólidos y aerosoles líquidos no tóxicos.

No lo utilice para ámbitos no definidos en las advertencias.

FFP1 NR: Eficacia de filtrado del 80%; El factor de protección asignado (FPA) es de 4. Ejemplos de aplicaciones son la manipulación de piedra/escoria/celulosa. FFP2 NR: Eficacia de filtrado del 94%. El factor de protección asignado (FPA) es 10. Ejemplos de aplicaciones son el lijado de madera blanda, materiales compuestos, óxido, masilla, yeso, plástico/corte, desbarbado, rectificado y perforación de metal. FFP3 NR: Eficacia de filtrado del 99%. El factor de protección asignado (FPA) es 20. Ejemplos de aplicaciones son el lijado de madera dura (haya, roble)/tratamiento de madera utilizando productos con base de cobre, cromo o arsénico/colado de pintura por impacto/lijado de cemento.

Autorización

Este producto está conforme con EN149:2001+A1:2009 y los requisitos del Reglamento PPE (UE) 2016/425.

La declaración de conformidad se puede obtener en www.ppe-dexter.com

Verifique antes de usar

La mascarilla debe elegirse de forma adecuada para el fin de su aplicación. Debe realizarse una evaluación de riesgo individual. Compruebe que la mascarilla no presenta daños ni defectos visibles. Compruebe que la fecha de caducidad no se ha alcanzado (consulte el embalaje). Compruebe que la clase de protección (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) es apta para el uso del producto y su concentración. No use la mascarilla si presenta cualquier defecto o si su fecha de caducidad ha caducado.

Fácil de usar:

Compruebe el estado de la máscara antes de usarla. No use la máscara si no está en buen estado.

Asegúrese de que las bandas elásticas están bien conectadas a la máscara.

Asegúrese de que no haya arañazos o agujeros en la máscara.

Asegúrese de que el clip nasal metálico y la almohadilla de espuma interior están bien pegadas a la máscara.

- Retire la mascarilla del embalaje y estire las gomas de los dos lados.
- El lado de la mascarilla con pinza nasal debe estar hacia arriba y otro lado hacia abajo. Tire de las gomas de los dos lados con las dos manos.
- Coloque primero la mascarilla contra la barbilla. A continuación, tire de las gomas y engánchelas en la oreja. Después, ajuste la posición de la goma hasta que se sienta a gusto.
- Ajuste la mascarilla para que se adapte a las mejillas y moldee el clip nasal alrededor de su nariz para obtener una estanqueidad segura.

PT Aviso

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO.

- Não seguir todas as instruções e limitações no uso deste produto ou não o colocar corretamente pode dar origem a doenças.
- Uma máscara respiratória bem selecionada é essencial para proteger a sua saúde.
- Este produto não fornece oxigênio. Utilize unicamente em áreas adequadamente ventiladas que contenham oxigênio para suportar a vida. Não utilize esta máscara respiratória quando a concentração de oxigênio for inferior a 19,5%.
- Não utilize quando a concentração de contaminantes for imediatamente perigosa para a saúde. Não utilize este produto em atmosferas explosivas.
- Abandone a área de trabalho imediatamente se
 - começar a ter dificuldade em respirar ou
 - se sentir tonturas ou outra dificuldade
- A barba e determinadas características faciais podem reduzir a eficácia desta máscara respiratória.
- Nunca altere nem modifique esta máscara respiratória
- «NR» significa que esta máscara não deve ser usado durante mais de um dia de trabalho e que é de utilização única. A duração da utilização deste respirador também depende dos poluentes presentes. Não necessita de qualquer manutenção. Elimine a máscara respiratória após a sua utilização ou se estiver danificada.
- Esta máscara respiratória deverá ser substituída mais cedo se tiver dificuldade em respirar ou se notar alguma irritação, sabor ou cheiro.
Esta máscara são fabricadas em borracha natural, que poderá causar alergias de pele a algumas pessoas. Remova esta máscara imediatamente se se separar com situações semelhantes.
- Mantenha as máscaras respiratórias dentro da caixa e ao abrigo da radiação solar direta ou contaminantes até ao momento da sua utilização. Condições ambientes de armazenamento: Temperatura entre +2 °C a 38 °C e humidade relativa <70%.
- Se não for usada em conformidade com as instruções contidas na secção «Fácil de Utilizar», esta máscara respiratória não proporcionará o nível de proteção esperado.
- Esta máscara respiratória é adequada para proteger contra aerossóis sólidos e líquidos não tóxicos.
- As máscaras deverão ser guardadas e transportadas na embalagem original e protegidas pela temperatura e humidade de armazenamento, conforme sugerido pelo fabricante.

PT

Esta máscara é adequada para proteger contra sólidos não tóxicos e aerossóis líquidos.

Não use fora do âmbito de utilização definido nos avisos.

FFP1 NR: Eficácia do filtro 80%; Fator de proteção atribuído (FPA) de 4; Exemplos de aplicações: Manuseamento de pedra/cascalho/celulose. FFP2 NR: Eficácia do filtro 94%; Fator de proteção atribuído (FPA) de 10; Exemplos de aplicações: Lixar madeira suave, materiais compósitos, ferrugem, massa de vidro/corte, plástico / cortar, rebabar, amolar, perfurar metal. FFP3 NR: Eficácia do filtro 99%; Fator de proteção atribuído (FPA) de 20; Exemplos de aplicações: Lixar madeira dura (faia, carvalho) / tratamento de madeira com produtos à base de cobre, cromo ou arsénio / raspar fita com impacto / lixar cimento.

Autorização

Este produto vai ao encontro da EN 149:2001+A1:2009 e requisitos da Norma PPE (UE) 2016/425.

A declaração de conformidade pode ser obtida em www.ppe-dexter.com

Verifique antes da utilização

A máscara tem de ser selecionada corretamente para a aplicação prevista. Tem de ser efetuada uma avaliação dos riscos. Certifique-se de que a máscara não tem danos visíveis. Certifique-se de que a data de validade não foi atingida (consulte a embalagem). Verifique se a classe de proteção (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) é adequada para o produto usado e respetiva concentração. Não use a máscara se tiver defeitos ou se tiver passado a data de validade.

Fácil de Utilizar:

Verifique o estado da máscara antes da utilização. Não use a máscara se não estiver em bom estado.

Por favor, certifique-se de que os elásticos estão bem ligados à máscara.

Por favor, certifique-se de que não há riscos nem buracos na máscara.

Por favor, certifique-se de que o clipe metálico do nariz e a espuma no interior estão bem colados à máscara.

- Retire a máscara da embalagem e estique os elásticos de ambos os lados.
- O lado da máscara com o clipe nasal deve ficar voltado para cima e o outro lado para baixo. Puxe os elásticos de ambos os lados com as duas mãos.
- Coloque primeiro a máscara contra o queixo. Em seguida, puxe os elásticos e prenda-os nas orelhas. Em seguida, ajuste a posição do elástico até se sentir confortável.
- Ajuste a máscara para que se adapte ao rosto e molde o clipe nasal em redor do nariz para obter uma vedação segura.

IT Avviso

LEGGERE INTERAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DI QUESTO PRODOTTO.

- Il mancato rispetto delle istruzioni e dei limiti di utilizzo del prodotto, o se non viene indossato correttamente, comporta il rischio di danni alla salute.
- È essenziale scegliere adeguatamente la mascherina, a tutela della salute dell'utilizzatore.
- Questo prodotto non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in luoghi adeguatamente ventilati e contenenti una quantità sufficiente di ossigeno per rimanere in vita. Non utilizzare questa mascherina se la concentrazione di ossigeno è inferiore al 19,5%
- Non utilizzare quando la concentrazione di contaminanti mette a rischio immediato la salute degli esseri viventi. Non usare questo prodotto in atmosfere esplosive.
- Lasciare immediatamente l'area di lavoro se
 - la respirazione diventa difficoltosa o
 - si presentano capogiri o altro tipo di malessere
- La peluria del viso, la barba e determinate caratteristiche del volto possono ridurre l'efficacia della mascherina.
- Non alterare o modificare mai la mascherina in alcun modo
- «NR» significa che questa maschera non deve essere utilizzata per più di una giornata di lavoro e che è monouso. La durata di utilizzo di tale respiratore dipende anche dagli agenti inquinanti presenti. Non è necessaria manutenzione. Smaltire la mascherina dopo l'uso ovvero se viene danneggiata in qualunque modo.
- La mascherina deve essere sostituita prima in presenza di difficoltà respiratorie o se l'utente nota la presenza d'irritazioni, sapori odori.
- La mascherina, in gomma naturale, potrebbero provocare, in alcuni individui, reazioni allergiche a livello cutaneo. Qualora ciò accadesse, rimuovere immediatamente la mascherina.
- Conservare le mascherine nell'apposta scatola, al riparo dalla luce diretta del sole o dai contaminanti fino al momento dell'utilizzo. Conservarla in ambienti con temperatura compresa tra +2°C e +38°C, e umidità relativa <70%.
- Se la mascherina non viene utilizzata in conformità alle istruzioni «Facile da usare» non fornirà il livello previsto di protezione.
- Questo mascherina può essere utilizzata per la protezione da aerosol non tossici, solidi e liquidi.
- I respiratori devono essere conservati e trasportati nella confezione originale, rispettando i limiti di temperatura e umidità indicati dal fabbricante.

Questo respiratore è adatto all'uso come protezione contro aerosol liquidi e solidi non tossici.

Non usarlo per scopi diversi da quelli riportati nelle avvertenze.

FFP1 NR: efficienza filtrante: 80%; fattore di protezione assegnato (FPA): 4; esempi di applicazione: manipolazione di pietra / macerie / cellulosa. FFP2 NR: efficienza filtrante: 94%; fattore di protezione assegnato (FPA): 10; esempi di applicazione: levigazione di legno morbido, materiali composti, ruggine, stucco, gesso, plastica / taglio, sbavatura, smerigliatura, trapanatura di metallo. FFP3 NR: efficienza filtrante: 99%; fattore di protezione assegnato (FPA): 20; esempi di applicazione: levigazione di legno duro (faggio, quercia) / trattamento di legno con prodotti a base di arsenico, rame, cromo / sverniciatura a impatto / levigatura di cemento.

Autorizzazione

Questo prodotto soddisfa i requisiti di EN149:2001+A1:2009 e i requisiti del Regolamento sui DPI (EU) 2016/425.

La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.ppe-dexter.com

Controlli prima dell'uso

La maschera deve essere selezionata in base all'applicazione. È necessario effettuare una valutazione del rischio individuale. Verificare che la maschera non sia danneggiata e non presenti difetti visibili. Controllare la data di scadenza (riportata sulla confezione). Verificare che la classe di protezione (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) sia adeguata al prodotto utilizzato e alla sua concentrazione. Non usare la maschera se presenta difetti o dopo la data di scadenza.

Facile da usare:

Controllare le condizioni della maschera prima dell'uso. Non usare la maschera se non è in buone condizioni.

Assicurarsi che le bande elastiche siano collegate correttamente alla maschera.

Assicurarsi che sulla maschera non siano presenti graffi o fori.

Assicurarsi che la clip nasale in metallo e il cuscinetto interno in schiuma siano incollati saldamente alla maschera.

- Estrarre la maschera dalla confezione e tirare gli elastici da entrambi i lati.
- Il lato della maschera con il fermaglio per il naso deve essere esposto verso l'alto e l'altro lato verso il basso. Tirare gli elastici da entrambi i lati con le due mani.
- Iniziare posizionando la maschera sul mento. Tirare poi gli elastici e tenderli attorno alle orecchie. Aggiustare in seguito la posizione degli elastici fino a trovare una posizione comoda.
- Sistemare la maschera perché si adatti bene sulle guance ed posizionare il fermaglio per il naso attorno al naso per ottenere una chiusura sicura.

EL Προειδοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

- Μη πήρανε όλων των οδηγιών και περιορισμών στη χρήση αυτού του προϊόντος ή λάθος εφαρμογή του μπορεί να επιφέρει πρόβλημα υγείας.
- Η σωστή επιλογή της αναπνευστικής μάσκας έχει κρίσιμη σημασία για την προστασία της υγείας σας.
- Αυτό το προϊόν δεν παρέχει οξυγόνο. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε χώρους με καλό αερισμό που περιέχουν επαρκή ποσότητα οξυγόνου για την υποστήριξη της ζωής. Μην χρησιμοποιείτε την αναπνευστική μάσκα όταν η συγκέντρωση οξυγόνου είναι μικρότερη από 19,5%.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η συγκέντρωση ρυπαρών ουσιών ενδέχεται να είναι κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- Εγκαταλείψτε αμέσως το χώρο εργασίας εφόσον
 - παρουσιάσετε αναπνευστική δυσχέρεια ή
 - ιώσετε ζάλη ή δυσφορία.
- Οι τράχεις στο πρόσωπο, τα γένια και ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου ενδέχεται να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα της αναπνευστικής μάσκας.
- Ποτέ μην μεταβάλλετε ή τροποποιείτε την αναπνευστική μάσκα με οποιονδήποτε τρόπο
- Το «NR» σημαίνει ότι η μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από μια ημέρα εργασίας και ότι είναι μίας χρήσης. Η διάρκεια χρήσης της αναπνευστικής συσκευής εξαρτάται επίσης από τους υφιστάμενους ρυθμούς. Δεν απαιτείται συντήρηση. Απορρίψτε την αναπνευστική μάσκα μετά από τη χρήση ή αν παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα.
- Η αναπνευστική μάσκα θα πρέπει να αντικαθίσταται νωρίτερα αν παρουσιάσει αναπνευστική δυσχέρεια ή αν ο χρήστης παρατηρήσει τυχόν ερεθισμούς, γέμισες ή οσμές.
- Η αναπνευστική είναι κατασκευασμένη από φυσικό καουτσούκ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες στο δέρμα σε μερικούς ανθρώπους.
- Διατηρείτε τις αναπνευστικές μάσκες στη συσκευασία μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τους ρυθμούς μέχρι τη χρήση. Συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την αποθήκευση μεταξύ +2°C έως +38°C, και σχετική υγρασία <70%.
- Αν η αναπνευστική μάσκα δεν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες «Ευκόλια χρήση», η μάσκα δεν θα παρέχει το επιθυμητό επίπεδο προστασίας.
- Αυτή η αναπνευστική μάσκα ενδείκνυται για την προστασία από μη τοξικά σπέρμα και υγρά περιλάματα.
- Οι αναπνευστικές μάσκες πρέπει να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται στην αρχή τους συσκευασίας και να προστατεύονται από τη θερμοκρασία αποθήκευσης και την υγρασία όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή.

Αυτή η αναπνευστική μάσκα είναι κατάλληλη για προστασία έναντι μη τοξικών στερεών και υγρών αερολυμάτων.

Μην τη χρησιμοποιείτε για χρήσεις που δεν ορίζονται στις προειδοποιήσεις.

FFP1 NR: Αποτελεσματικότητα φίλτρου 80%. Ο Καθορισμένος συντελεστής προστασίας (FPA) είναι 4. παραδείγματα χρήσης είναι η επεξεργασία πέτρας / θραυστών λίθων / καιτριφής. FFP2 NR: Αποτελεσματικότητα φίλτρου 94%. Ο Καθορισμένος συντελεστής προστασίας (FPA) είναι 10. παραδείγματα χρήσης είναι η λείανση μαλακού ξύλου, συνθετικών υλικών, σκουριάς, σκόου, σφβά, πλαστικών / κοπής, αφαίρεση ανωμاليών, τρύχισμα, διάτρηση μετάλλων. FFP3 NR: Αποτελεσματικότητα φίλτρου 99%. Ο Καθορισμένος συντελεστής προστασίας (FPA) είναι 20. παραδείγματα χρήσης είναι η λείανση σκληρού ξύλου (οξιά, βελανιδιά) / επεξεργασία ξύλου με τη χρήση προϊόντων με βάση το χάλκινο, το χρώμιο ή το αρσενικό / απομάκρυνση χρωμάτων με αμμοβολή / λείανση τσιμέντου.

Εξουσιοδότηση

Το παρόν προϊόν πληροί το EN149:2001+A1:2009 και τις απαιτήσεις του Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τα ΜΑΠ 2016/425.

Η Δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να ληφθεί στο www.ppe-dexter.com

Έλεγχος πριν από τη χρήση

Η μάσκα πρέπει να επιλεγεί ο προσεκτικά αναλύοντας της προοριζόμενης εφαρμογής. Πρέπει να πραγματοποιηθεί μεμονωμένη αξιολόγηση κινδύνων. Βεβαιώνεται ότι η μάσκα δεν έχει ζημιές ή ορατά ελαττώματα. Βεβαιώνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί η ημερομηνία λήξης (δείτε τη συσκευασία). Βεβαιώνεται ότι η κατηγορία προστασίας (FFP1 NR/ FFP2 NR/ FFP3 NR) είναι η κατάλληλη για το προϊόν που χρησιμοποιείται και για τις συγκεντρώσεις που δημιουργούνται. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα ή που έχει γίνει υπέρβαση της ημερομηνία λήξης.

Ευκόλια χρήση:

Πριν τη χρήση ελέγξτε την κατάσταση της μάσκας. Μην χρησιμοποιείτε τη μάσκα εάν δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Βεβαιωθείτε ότι οι ελαστικές λωρίδες έχουν συνδεθεί σωστά με τη μάσκα.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γδαρσίματα ή σπες στη μάσκα.

Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ μεταλλικής προεξοχής και το μαλακό τμήμα αφρώδους υλικού στο εσωτερικό έχουν κολλήσει καλά επάνω στη μάσκα.

- Βγάλτε τη μάσκα από τη συσκευασία και τεντώστε τα λάστιχα και στις δύο πλευρές.
- Η πλευρά της μάσκας με το ρινικό έλασμα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω και η άλλη πλευρά προς τα κάτω. Τραβήξτε τα λάστιχα και στις δύο πλευρές και με τα δύο χέρια.
- Τοποθετήστε τη μάσκα στο πηγούνι πρώτα. Έπειτα, τραβήξτε τα λάστιχα και περάστε το γύρω από το αυτί. Στη συνέχεια, προσαρμόστε τη θέση του λάστιχου μέχρι ναιώσετε άνετα.
- Προσαρμόστε τη μάσκα για να εφαρμόζε καλά στο μάγουλο και εφαρμόστε το ρινικό έλασμα γύρω από τη μύτη σας για να επιτύχετε την εφαρμογή ασφαλείας.

PL Ostrzeżenie

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU.

- Nieprzeczytanie wszystkich instrukcji i ograniczeń użytkownika produktu, a także niedopiniowanie prawidlowego zamontowania moze spowodowac choroby.
- Wybor odpowiedniej maski oddechowej jest niezwykle wazny dla ochrony zdrowia uzytkownika.
- Produkt nie dostarcza tlenu, jest wiec przeznaczony do uzytku jedynie w miejscach o odpowiedniej wentylacji, zapewniajacej wystarczajaca ilosc tlenu dla potrzeb uzytkownika. Nie nalezy uzywac maski, jezeli stężenie tlenu jest nizsze niz 19,5%.
- Maska nie jest przeznaczona do uzytku w miejscach, w ktorych stężenie niebezpiecznych substancji stanowi bezposrednie zagrozenie dla zycia. Produktu nie nalezy uzywac w strefach zagrozenia wybuchem.
- Nalezy natychmiast opuścić miejsce pracy w następujących przypadkach:
 - oddychanie jest trudne lub
 - uzytkownik poczul zawroty glowy lub inne dolegliwosci
- Zarost, broda lub okreslonej morfologii twarzy moze spowodowac zmniejszenie skuteczności dzialania maski oddechowej.
- Nie wolno w zadnym wypadku przeprowadzac jakichkolwiek przerobek lub modyfikacji maski.
- «NR» oznacza, ze tej maski nie nalezy uzywac dluzej niz jeden dzien roboczy i ze jest ona przeznaczona do jednorazowego uzytku. Czas uzytkowania tej maski zalezyc rowniez od poziomu zanieczyszczenia. Nie sa wymagane zadne prace konserwacyjne. Nalezy wyuzyc maskę natychmiast po uzytku lub jezeli zostala w jakiodwiek sposob uszkodzona.
- Maska powinna zostac wymieniona wcześnieji jezeli oddychanie staje się utrudnione, a także w razie zauwazenia przez uzytkownika jakiegokolwiek podrażnienia, smaku lub zapachu.
Maska zostaly wykonane z gumy naturalnej, ktora u niektórych osob moze wywolywac alergię. W takiej sytuacji nalezy natychmiast zdjac maska.
- Przed wykorzystaniem maski powinny być przechowywane na odpowiednich polkach, zabezpieczonych przed bezposrednim dzialaniem promieni slonecznych i zanieczyszczen. Warunki przechowywania: temperatura od +2°C do +38°C, wilgotnosc wzgledna <70%.
- Brak przestrzegania zamieszczonych w punkcie «Lawnosc uzytkowania»zalecen dotyczacych zaladnienia maski spowoduje, ze maska nie bedzie zapewniac odpowiedniego poziomu zabezpieczenia.
- Maska oddechowa jest przeznaczona do ochrony przed dzialaniem nietoksycznych aerozoli w stanie stalym i cieklym.
- Maski oddechowe nalezy przechowywac i transportowac w ich oryginalnym opakowaniu. Nalezy je chronic przez zapewnienie prawidlowej temperatury przechowywania i wilgotności zgodnie z zaleceniami producenta.