

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DOP 11

### 1. Wersje typu wyrobu objęte DOP 11:

| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu  | Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe |
|---|---|
| 64011000<br>1xNOVA TOP PICO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą         | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M14020000<br>1xIDOL PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą                 | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34010000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą             | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34011000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą             | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34012000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą             | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34013000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą             | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34014000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą             | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M14000000<br>1xIDOL PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury               | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| 74014000<br>1xSOLO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury                | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| K94004000<br>1xREKORD PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury             | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| K94009000<br>1 x Rekord L-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą              | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| Y24000000<br>1xNOVA PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury               | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| 24020000<br>1xNOVA PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury                | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34000000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury           | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34001000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury           | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| L24000000<br>1xSTYLE PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych bez armatury              | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| M34015000<br>1xNOVA PRO PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą prostokątny | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| K94012000<br>1xREKORD PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą               | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| K94006000<br>1xREKORD PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą               | CL 1 – 6 – VR II                                  |
| K94009000<br>1 x Rekord PL-Zbiornik splukujący do misek ustępowych z armaturą             | CL 1 – 6 – VR II                                  |

### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Higiena osobista

### 3. Producent:

**GEBERIT PRODUKCJA sp. z o.o.** ul. Toruńska 154, 62-600 Koło, Polska

[www.kolo.com.pl](http://www.kolo.com.pl)

Geberit Produkcja Sp. z o.o. • ul. Toruńska 154 • 62-000 Koło • Telefon +48 63 26 18 400 • Fax +48 63 26 18 600 • [www.geberit.pl](http://www.geberit.pl)